

MESMO®

implantáty s jemnou mikrotexturou



POLYTECH

*hladké nebo texturované -
proč zvolit kompromis?*


MESMO®

implantáty s jemnou mikrotexturou

Textura implantátu je důležitým prvkem k dosažení požadovaného estetického výsledku a spokojenosti pacientky.

Texturované implantáty mají ve **srovnání s hladkými výhodou** v následujících aspektech:

- **Nízká míra komplikací**, jako je rotace, dislokace, pokles (tzv. bottoming out)¹
- Kontrola umístění implantátu, a to i v případě anatomického tvaru²
- **Dlouhotrvající estetické výsledky**, dokonce i u větších velikostí implantátů nad 350 ml¹



JEMNÁ MIKROTEXTURA


KDY JE PŘI VOLBĚ IMPLANTÁTU POTŘEBNÁ MIKROTEXTURA

- Volba textury závisí na **potřebách pacientky** a její anatomii
- Povrch implantátu má vliv na kapsuli **a její tvorbu**
- **Mnozí chirurgové dávají přednost implantátům s jemnou mikrotexturou**, jelikož je u nich podpořena interakce s okolní tkání. Tato interakce bývá spojována se **snížením výskytu komplikací**, jako je pokles (zejména u implantátů o objemu nad 350 ml), dislokace a rotace¹
- **Hladké implantáty** jsou spojeny s **nepřílnavostí ke tkáním**, což může v průběhu času **vést ke komplikacím**, zejména při větších objemech¹

A woman with long brown hair is lying on a bed with white linens. She is looking directly at the camera with a slight smile. Her right hand is resting on her head, and her left arm is bent with her hand near her chest. The lighting is soft and warm, coming from the side.

TEXTUROVANÝ
NEBO HLADKÝ -
PROČ ZVOLIT KOMPROMIS?

Aritmetická drsnost (Sa) povrchů *



*Implantáty MESMO® jsou klasifikovány jako mikrotexturované podle mezinárodně uznávaného standardu ISO 14607:2018, který umožňuje jejich bezpečné uvedení na trh vyhovující předpisům.

KOMBINACE VÝHOD HLADKÉHO A TEXTUROVANÉHO POVRCHU

- Texturované prsní implantáty jsou ve srovnání s hladkými spojeny s nižším počtem komplikací¹
- Paolo Montemurro a Vincent K. S. Tay popsali speciální požadavky na výběr pacientek pro hladké implantáty:
 - » Dobrá kvalita tkáně
 - » Velikost implantátu menší než 350 ml
 - » Chirurgická technika
 - » Specifická následná péče

» » » Jemné **mikrotexturované implantáty MESMO®** se bez těchto omezení používají už téměř deset let jak v kulatých, tak v anatomických tvarech



SPOKOJENOST PACIENTKY

Po celém světě byly s použitím implantátů s povrchem MESMO®
úspěšně operovány stovky tisíců patientek:

94%

patientek uvedlo, že
jejich prsa jsou pocitově
měkká a přirozená⁷

97%

patientek bylo spokojeno
nebo velmi spokojeno s
estetickým výsledkem⁷

98%

patientek uvedlo
lepší nebo stejnou
kvalitu života⁷

Míra komplikací s MESMO®⁷


všechny typy operací*

Míra komplikací (%) po 5 letech	MESMO® všechny typy N = 308
Jakákoli komplikace	8.1%
Reoperace	4.9%
Vyjmутí implantátu	1.4%
Kapsulární kontraktura (Baker stupeň III-IV)	0.4%

* Všechny typy operací zahrnují primární augmentaci,
primární rekonstrukci a reoperaci.

Kumulativní pravděpodobnost průběhu bez jakýchkoli komplikací⁷

Kaplan-Meier analýza




Do března 2021 nebyly v souvislosti s použitím MESMO® zaznamenány žádné případy BIA-ALCL.

VYSOKÝ A OVĚŘENÝ BEZPEČNOSTNÍ PROFIL JE KLÍČOVÝM POŽADAVKEM KAŽDÉHO CHIRURGA


92%

pacientek je po 5 letech **bez jakýchkoli komplikací**⁷


PRODUKTOVÁ ŘADA MESMO®




Même®
kulatá báze
centrální projekce




Replicon®
kulatá báze
anatomická projekce



Opticon®
nízká báze
anatomická projekce



Optimam®
podlouhlá báze
anatomická projekce




ZVOLTE PRO VAŠI PACIENTKU SPRÁVNÝ IMPLANTÁT MESMO®

- Udělejte přesné rozhodnutí právě teď
Začněte používat aplikaci Polyfind! ještě dnes
- Získejte nejnovější tištěný produktový katalog
Kontaktujte zástupce POLYTECH

Staňte se součástí úspěšných
příběhů MESMO®!

Stáhněte si aplikaci
POLYfind!



Pro přístup kontaktujte svého zástupce

PŘIJÍMÁME JEDINEČNOST A VOLBU



Úspěch pro mě znamená, že pacientce umožním konzistentní a dlouhodobou spokojenost. Při volbě implantátu potřebuji, aby se rozmanitost a předvídatelnost potkali s výzvami, kterým čelím ve své praxi každý den.. Z toho důvodu je MESMO® implantátem, který volím pro většinu augmentací.

DR. PAOLO MONTEMURRO



Jako chirurgové usilujeme o to, abychom dosáhli dlouhodobých estetických výsledků a minimalizovali komplikace. Povrch MESMO® mým pacientkám poskytuje optimální vyvážení textury.

DR. JOSÉ LUIS MARTÍN DEL YERRO

PROGRAM „IMPLANTS OF EXCELLENCE“ PRO MESMO®

Tento rozšířený záruční program založený v roce 2007 nabízí vašim pacientkám konkrétní výhody, klid a pocit bezpečí. *

Výhody programu



Podporuje sebejistotu pacientky a přijetí sebe sama



Celoživotní možnost náhrady implantátu v případě ruptury související s materiálem



Pacientky jsou součástí každoročního průzkumu, který přispívá k dalším inovacím a bezpečnosti



Možnost pacientek zůstat v kontaktu

Viz Všeobecné
smluvní
podmínky



* Viz Všeobecné smluvní podmínky na
<https://polytech-health-aesthetics.com/en/warranty>



SEBEJISTOTA



VÁŠ ÚSPĚCH JE
I NAŠÍM ÚSPĚCHEM

MOŽNOST VOLBY JE PRO ÚSPĚCH CHIRURGA KLÍČOVÁ

Společnost POLYTECH se již 35 let řídí jednoduchým pravidlem:
můžeme být úspěšní pouze v případě, že jsou úspěšní i naši chirurgové.

Volby našeho implantátu MESMO®
respektují a přijímají jedinečnost

Pravidelní uživatelé MESMO® potvrzují, že jim vysoká rozmanitost
implantátů pomáhá dosáhnout osobního úspěchu:

- Dosahují díky nim vysoké míry spokojenosti pacientek
- Vyznačují se extrémně nízkou mírou komplikací
- Splňují požadavek pro minimálně texturované implantáty
- Jejich praxe je díky nim výjimečná a perspektivní s ohledem na růst podnikání

Odkazy

- ¹ P. Montemurro et al: Aesthetic Surgery Journal 2020, p. 1 – 7; DOI: 10.1093/asj/sjaa169
- ² Calobrace et al., Long-Term Safety of Textured and Smooth Breast Implants, Aesthetic Surgery Journal, 2017, 1–11 ; DOI 10.1093/asj/sjx157
- ³ POLYTECH, data on file
- ⁴ Motiva Masterclass, Evolution of Breast Implants, Turkish National Congress, January 2020
- ⁵ PERLE™ Physician Brochure „The Art of Science“, 2020, p. 4
- ⁶ Wixrom R N et al. Aesth Surg J, 2019, 1–7; DOI 10.1093/asj/sjz153
- ⁷ Implants of Excellence, Annual Survey 2014 – 2019, POLYTECH, data on file

Výhradní distributor POLYTECH a B-Lite®:

Sanimpo spol. s r.o.

Tismická 846/12 | 100 00 Praha 10

E-Mail: info@sanimpo.cz

Web: www.polytechimplantaty.cz

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Alzheimer Str. 32

64807 Dieburg | Germany

Tel.: +49 (0) 6071 98630

Fax: +49 (0) 6071 986330

E-Mail: info@polytechhealth.com

Další informace najdete na:

www.polytechhealth.com

Sledujte nás na

